

**Cérat à la rose.** — Pommade pour les lèvres. La formule du Codex donne une pommade qui rancit assez rapidement même avec la cire blanche et l'huile d'amande douce. On la remplace par la formule suivante qui ne rancit jamais :

1<sup>re</sup> FORMULE POUR LE DÉTAIL :

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| R Cire blanche.....         | 100 grammes,        |
| Vaseline blonde citron..... | 160 —               |
| Carmin n° 10.....           | 0 <sup>gr</sup> ,75 |

Délayé dans un peu de liquide.

Essence de rose..... VIII gouttes.

2<sup>de</sup> FORMULE POUR LES PETITS BATONS :

Cette pommade doit être un peu plus ferme tout en restant suffisamment fondante. On modifie ainsi la formule :

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| R Cire blanche.....  | 120 grammes. |
| Vaseline blonde..... | 109 —        |

Carmin délayé dans un peu de vaseline liquide.

Essence de rose..... VIII gouttes.

On coule dans une petite lingotière en cuivre qui donne des petits bâtons de 5 centimètres de long sur un demi-centimètre de diamètre.

**Odeur fétide de l'haleine.** — S'attaquer à la cause. En outre, pour désinfecter la cavité buccale, gargarismes avec :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Permanganate de potasse..... | 30 centigrammes. |
| Eau distillée.....           | 30 grammes.      |

En gargarisme :

|                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| Saccharine.....           | } aa | 1 gramme.  |
| Bicarbonate de soude..... |      |            |
| Acide salicylique.....    |      | 4 grammes. |
| Alcool pur.....           | 105  | —          |

**Emploi de l'oxycyanure de mercure en chirurgie.** — Depuis trois ans, M. le Dr H. Verneuil (de Bruxelles) se sert avec avantage, dans son service de l'Hôpital Saint Josse, pour le lavage des plaies et la désinfection des instruments de chirurgie, d'oxycyanure de mercure en solution ; cette substance, dont les ophtalmologistes font un usage courant, paraît avoir été jusqu'ici beaucoup moins employée.

L'oxycyanure offre cependant l'avantage de ne pas attaquer les instruments en acier ; il n'altère que l'aluminium, mais cet inconvénient est de minime importance, les instruments fabriqués avec ce métal n'étant que rarement utilisés.

Voici la formule de la solution :

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Oxycyanure de mercure.....         | 1 gramme. |
| Eau distillée.....                 | 1 litre.  |
| Acide picrique Q. S. pour colorer. |           |

F. S. A. — Usage externe.

Ce liquide s'emploie comme la solution de sublimé à 1 0/100 et sert à tous les usages chirurgicaux. Il faut avoir soin de bien spécifier sur l'ordonnance l'oxycyanure et non le cyanure de mercure, car ce dernier sel est instable et contient fréquemment du cyanate qui exerce sur les métaux une action plus nuisible encore que le sublimé.