

Conjointement avec l'électricité on emploiera la noix vomique et la strychnin l'ergot, le phosphore et les toniques généraux. Le malade devra s'abstenir de l'usage de viandes à son repas du soir, ainsi que des stimulants v. g, café, dans tous les cas.

## Mémoire sur la désarticulation coxo-fémorale par le procédé à lambeau postérieur unique ; (1)

par D. MARSIL, M.D., St. Eustache.

*Opération.*—Le malade, profondément anesthésié, est couché sur une table solide, le siège à l'extrémité; la jambe saine repliée et écartée, les parties génitales relevées et soutenues par une bande; le membre malade est supporté par un assistant ferme et intelligent; un aide éprouvé comprime, sur l'éminence iléo pectinée, la veine et l'artère fémorales. Enfin, tout ce qui peut être utile à l'opérateur doit être à sa portée.

Le tracé de l'incision antérieure ainsi que la limite du lambeau doivent être précisés; c'est pourquoi il importe de les figurer à l'encre afin de ne pas s'exposer à des mécomptes irréparables.

*Premier temps.*—*Incision antérieure.*—Cette incision doit commencer à un pouce et demi au-dessous du pli génito-crural et se continuer en décrivant une courbe à convexité supérieure dont le sommet touche le milieu de l'aîne, jusqu'en arrière du grand trochanter dont elle doit raser l'extrémité supérieure. Cette incision ne doit pas dépasser, en profondeur, le long abducteur afin de ne pas diviser les branches internes de l'obturatrice au début de l'opération. Avec cette première incision vous ouvrez largement l'articulation. Ordonnez à l'aide qui soutient la jambe de l'amener en abduction, de lui faire subir un léger mouvement de rotation en dehors et de l'abaisser jusqu'à ce qu'elle forme un angle d'environ 45° avec le tronc; la dislocation a lieu; au fond de l'articulation béante vous apercevez le ligament intra-articulaire que vous coupez d'un coup de pointe.

*Deuxième temps.*—Placez de champ la lame de votre bistouri de manière que la pointe dépasse d'au moins trois à quatre centimètres le côté interne de la base du lambeau que vous allez tailler. Faites relever la jambe toujours tenue en légère rotation externe, afin que votre couteau ne heurte le petit trochanter. Taillez le lambeau en ayant bien soin que l'instrument tranchant *reste en contact avec le fémur* tant que vous n'avez pas taillé les deux tiers supérieurs du lambeau. Achevez le dernier tiers comme dans les amputations à lambeau ordinaires, si ce n'est qu'il faut en arrondir l'apex le moins possible sans toutefois le faire carré. (fig. 1.)

*Troisième temps.*—*Hémostase.*—Si l'hémostase préalable n'en a pas été faite, il faut ligaturer les vaisseaux fémoraux, les divisions de la branche interne de l'obturatrice, et enfin les artérioles de la sciatique si elles donnent un peu sérieusement, puis panser la plaie suivant les

SUITE ET FIN.—Une erreur typographique s'est glissée dans la première partie de ce travail (livraison de mai). A la page 198, 4ème alinéa, ligne 6, au lieu de: *Ressemble à celui*, lisez *Ressemble peu à celui*.